

ОКПД2 62.01.29

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
WEBIOMED.ANALYTICS
Версия 1.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Webiomed.Analytics.1.0.002

Республика Карелия, г. Петрозаводск
2026

Име. №подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. №дубл.	Подпись и дата

Содержание

1 Введение.....	3
2 Описание программного обеспечения и системные требования	4
2.1 Назначение программного обеспечения.....	4
2.2 Функциональные возможности программного обеспечения	4
2.3 Системные и программные требования	5
3 Установка, администрирование и удаление программного обеспечения.....	7
4 Аварийные ситуации, ошибки, сбои	8

[illegible]

1 Введение

В настоящем документе содержатся сведения о программном обеспечении для отображения аналитических данных Webiomed.Analytics (версии 1.0) (далее по тексту - Webiomed.Analytics).

Программное обеспечение Webiomed.Analytics может использоваться как самостоятельное решение или в составе медицинских систем, платформ и ассистентов. Ниже будет рассмотрено взаимодействие с Платформой прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения «Webiomed».

Программное обеспечение Webiomed.Analytics зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Свидетельство о регистрации ПрЭВМ № 2023612415; дата регистрации: 02.02.2023).

Детальное описание Webiomed.Analytics представлено в документе Webiomed.Analytics.1.0.001 Описание программного продукта.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Webiomed.Analytics.1.0.002					Лист
										3

<div>Подпись и дата</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>	<ul style="list-style-type: none">• Отображения статистики по сценариям обращения к системе;					
	<ul style="list-style-type: none">• Отображения основных показателей по результатам анализа медицинских данных;					
	<ul style="list-style-type: none">• Отображения статистики зарегистрированных заболеваний и заболеваний по возрасту;					
	<ul style="list-style-type: none">• Отображения распределение заболевания по территориям, по МО, по полу и возрасту;					
	<ul style="list-style-type: none">• Отображения статистики распределения пациентов по группам риска;					
	<ul style="list-style-type: none">• Отображения статистики распределения групп риска пациентов по возрастам и по МО;					
	<ul style="list-style-type: none">• Отображения распределение групп риска пациентов по территориям, по МО, по полу и возрасту;					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Webiomed.Analytics.1.0.002	Лист
						4

- Отображения статистики распределения пациентов по факторам риска и факторов риска по возрастам;
- Отображения распределение факторов риска по территориям, по МО, по полу и возрасту.

Подробное описание функциональных возможностей приведено в документе Webiomed.Analytics.1.0.001 Описание программного продукта.

Адрес страницы правообладателя, на которой размещена документация с описанием функциональных характеристик:
<https://webiomed.ru/products/sistema-podderzhki-priniatiia-upravlencheskikh-reshenii-webiomedanalytics/>

2.3 Системные и программные требования

Минимальные допустимые системные требования к серверу для установки Webiomed.Analytics:

- Процессор архитектуры x86-64 с поддержкой набора инструкций AVX, частотой от 2.0 ГГц и количеством ядер 4 и более;
- Оперативная память – 16Гб и более;
- Дисковая подсистема – 100 Гб свободного дискового пространства и более;
- Сетевой адаптер – не менее 1 сетевого адаптера уровня Gigabit Ethernet и выше.

На сервере должно быть установлено следующее системное программное обеспечение:

- РЕД ОС 7.3 и выше (<https://redos.red-soft.ru/product/downloads/>)
- Альт Сервер 9 (<https://www.basealt.ru/products/alt-server/>)
- Astra Linux Common Edition (<http://astralinux.ru/products/astra-linux-common-edition/>).

Име. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

					Webiomed.Analytics.1.0.002	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

На сервере должно быть установлено программное обеспечение для управления контейнерами приложений (в общественной (Community Edition) редакции по лицензии Apache 2.0):

- Docker версии не ниже 20.10.24;
- Docker-compose версии не ниже 1.25.05. и не выше 1.29.2

В Docker контейнерах используется программное обеспечение Red OS 7.3.

Для работы в веб-интерфейсе Webiomed.Analytics следует использовать следующие поддерживаемые браузеры:

- Яндекс Браузер версии 19 и выше;
- Google Chrome версии 78 и выше;
- Mozilla Firefox версии 70 и выше;
- Opera версии 65 и выше;
- Microsoft Edge версии 79 и выше;
- Safari версии 12.1 и выше.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Webiomed.Analytics.1.0.002
					6

3 Установка, администрирование и удаление программного обеспечения

Описание процедуры установки, администрирования и удаления Webiomed.Analytics представлено в документе Webiomed.Analytics.1.0.003 Руководство по установке и администрированию.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4 Аварийные ситуации, ошибки, сбои

В случае возникновения ошибок при инсталляции или использовании Webiomed.Analytics необходимо обратиться в техническую поддержку компании-производителя.

Техническую поддержку и информационное сопровождение Webiomed.Analytics осуществляет компания-производитель ООО «К-Скай».

Юридический адрес: Российская Федерация, 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 17, пом. 62

Почтовый адрес: Российская Федерация, 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 17, пом. 62

Тел.: +7 (800) 234-05-04

Адрес страницы правообладателя: <https://webiomed.ru/>

Электронная почта службы технической поддержки:
support@webiomed.ru

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Webiomed.Analytics.1.0.002					Лист
										8